

RW 16 basic

Elektronicky řízené laboratorní míchadlo pro míchání objemů do 10 litrů.

| Technické údaje | |
|-----------------------------------|---------------|
| Objem míchání (H ₂ O) | 10 l |
| Rozsah otáček | 40–1200 1/min |
| Jmenovitý příkon/výkon motoru | 75/55 W |
| Rozsah viskozity do | 10.000 mPa·s |
| Max. krouticí moment na sklíčidle | 40 Ncm |



Objednací číslo 2572100

Ceniková cena: ~~23,984.00 Kč~~

18,172.00 Kč

-24%

T 18 basic ULTRA-TURRAX® Sestava

Dispergační jednotka vhodná pro objemy 10 až 1.500 ml. Sestava obsahuje T 18 basic + dispergační nástroj S 18 N - 19 G.

| Technické údaje | |
|----------------------------------|--------------------|
| Rozsah objemů (H ₂ O) | 10 – 1.500 ml |
| Rozsah otáček | 3.500–24.000 1/min |
| Jmenovitý příkon/výkon motoru | 500/300 W |
| Rozsah viskozity do | 5.000 mPa·s |
| Zobrazení rychlosti | stupnice |



Sestava bez stojanu a svorky

Objednací číslo 9018900

Ceniková cena: ~~36,764.00 Kč~~

19,572.00 Kč

-47%

topolino IKAMAG®

Mini-míchačka velmi vhodná pro objemy do 250 ml.

| Technické údaje | |
|----------------------------------|---------------|
| Objem míchání (H ₂ O) | 250 ml |
| Rozsah otáček | 30–1800 1/min |
| Jmenovitý příkon/výkon motoru | 1,1/0,8 W |



Objednací číslo 3368000

Ceniková cena: ~~2,254.00 Kč~~

1,960.00 Kč

-13%

RH basic 2 IKAMAG®

Magnetická míchačka s nerezovou topnou deskou.

| Technické údaje | |
|----------------------------------|------------------|
| Objem míchání (H ₂ O) | 10 l |
| Rozsah otáček | 100–2.000 1/min |
| Teplotní rozsah | RT – 320 °C |
| Topný výkon | 400 W |
| Zobrazení rychlosti/teploty | stupnice (0 - 6) |



Objednací číslo 3339000

Ceniková cena: ~~12,180.00 Kč~~

7,252.00 Kč

-40%

C-MAG HS 7 IKAMAG®

Magnetická míchačka s keramickou topnou deskou. Zdíčka DIN 12878 pro připojení kontaktního teploměru, např. ETS-D5.

| Technické údaje | |
|----------------------------------|-------------------|
| Objem míchání (H ₂ O) | 10 l |
| Rozsah otáček | 100 – 1.500 1/min |
| Teplotní rozsah | 50 – 500 °C |
| Topný výkon | 1.000 W |
| Zobrazení rychlosti/teploty | stupnice/displej |



Objednací číslo 3581200

Ceniková cena: ~~14,224.00 Kč~~

9,772.00 Kč

-31%

C-MAG HS 7 IKAMAG® Sestava

Sestava obsahuje C-MAG HS 7, kontaktní teploměr ETS-D5, stojanovou tyč H 16 V, držící tyč H 38 a křížovou svorku H 44.

| Technické údaje | |
|----------------------------------|-------------------|
| Objem míchání (H ₂ O) | 10 l |
| Rozsah otáček | 100 – 1.500 1/min |
| Teplotní rozsah | 50 – 500 °C |
| Topný výkon | 1.000 W |
| Zobrazení rychlosti/teploty | stupnice/displej |



Objednací číslo 9015900

Ceniková cena: ~~16,968.00 Kč~~

12,572.00 Kč

-26%



C-MAG HS 7 IKAMAG® Sestava

Ceniková cena: ~~16,968.00 Kč~~

12,572.00 Kč

Prosím, kontaktuje Vašeho prodejce

201003_BestValue_EU1_CZ_KC_bianco

KS 130 & KS 260 Sestavy Neotřesitelný výkon od firmy IKA®

Platnost od července 2010



KS 130 basic Sestava

Malá, tichá třepačka s kruhovým pohybem a dlouhou životností, max. zatížení 2 kg. Zobrazení rychlosti a času LED diodami.

| Technické údaje | |
|------------------------|----------------|
| Pohyb třepání | kruhový |
| Rozsah otáček | 80 – 800 1/min |
| Výkyv třepání | 4 mm |
| Max. zatížení třepačky | 2 kg |
| Časovač | 5 – 50 min |

Objednací číslo 9019000

Ceniková cena: ~~29,862.00 Kč~~

19,572.00 Kč

-34%



STICKMAX
Lepivý materiál
Objednací číslo
3920000

AS 130.3
Ploché nástavec
Objednací číslo
3120000

KS 130 control Sestava

Malá, tichá třepačka s kruhovým pohybem a dlouhou životností, max. zatížení 2 kg. Zobrazení rychlosti a času na digitálním displeji. Možnost nastavení konce procesu. Rozhraní RS 232 umožňuje řízení a dokumentaci automatických procesů.

| Technické údaje | |
|---------------------------|-------------------|
| Pohyb třepání | kruhový |
| Rozsah otáček | 80 – 800 1/min |
| Výkyv třepání | 4 mm |
| Max. zatížení třepačky | 2 kg |
| Časovač | 0 – 9 h 59 min |
| Zobrazení rychlosti, času | digitální displej |
| Rozhraní | RS 232 |

Objednací číslo 9019100

Ceniková cena: ~~43,610.00 Kč~~

27,580.00 Kč

-37%




STICKMAX
Lepivý materiál
Objednací číslo
3920000

AS 130.3
Ploché nástavec
Objednací číslo
3120000

STICKMAX

Nový univerzální lepivý materiál určený pro nástavce třepaček KS 130, KS/HS 260, KS/HS 501 a KS 4000.

- Samolepící
- Ideální pro častou výměnu nádob různých typů a velikostí
- Nádoby mohou být snadno odstraněny vhodným pohybem do strany
- Možnost dezinfekce
- Adhezivní síla přilnutí: 5 N/cm²
- Rozměry (Š x H): 200 x 200 mm



KS 260 basic Sestava

Univerzální, tichá třepačka s kruhovým pohybem a dlouhou životností, max. zatížení 7,5 kg. Zobrazení rychlosti a času LED diodami.

| Technické údaje | |
|------------------------|-------------|
| Pohyb třepání | kruhový |
| Rozsah otáček | 2 500 1/min |
| Výkyv třepání | 10 mm |
| Max. zatížení třepačky | 7,5 kg |
| Časovač | 5 – 50 min |

Objednací číslo 9019200

Ceniková cena: ~~47,432.00 Kč~~

26,880.00 Kč

-43%



2x STICKMAX
Lepivý materiál
Objednací číslo
3920000

AS 260.3
Ploché nástavec
Objednací číslo
3120600

KS 260 control Sestava

Univerzální, tichá třepačka s kruhovým pohybem a dlouhou životností, max. zatížení 7,5 kg. Zobrazení rychlosti a času na digitálním displeji. Možnost nastavení konce procesu. Rozhraní RS 232 umožňuje řízení a dokumentaci automatických procesů.

| Technické údaje | |
|---------------------------|-------------------|
| Pohyb třepání | kruhový |
| Rozsah otáček | 10 – 500 1/min |
| Výkyv třepání | 10 mm |
| Max. zatížení třepačky | 7,5 kg |
| Časovač | 0 – 9 h 59 min |
| Zobrazení rychlosti, času | digitální displej |
| Rozhraní | RS 232 |

Objednací číslo 9019300

Ceniková cena: ~~60,676.00 Kč~~

34,972.00 Kč

-42%



2x STICKMAX
Lepivý materiál
Objednací číslo
3920000


AS 260.3
Ploché nástavec
Objednací číslo
3120600

Příslušenství k třepačkám (KS 130 / KS 260)

AS 130.1 Univerzální nástavec

Objednací číslo 8017300
Ceniková cena: ~~6,916.00 Kč~~
3,920.00 Kč

-43%



AS 130.2 Nástavec pro pružné klipsy

Objednací číslo 3115000
Ceniková cena: ~~6,384.00 Kč~~
1,652.00 Kč

-74%



AS 130.4 Nástavec pro zkumavky

Objednací číslo 3120300
Ceniková cena: ~~8,176.00 Kč~~
3,920.00 Kč


-52%



AS 260.1 Univerzální nástavec

Objednací číslo 8017400
Ceniková cena: ~~11,872.00 Kč~~
4,760.00 Kč

-60%



AS 260.2 Nástavec pro pružné klipsy

Objednací číslo 3115500
Ceniková cena: ~~8,876.00 Kč~~
2,492.00 Kč

-72%



AS 2.1 Pružný klips, 25 ml

Objednací číslo 1234300
Ceniková cena: ~~756.00 Kč~~
420.00 Kč

-44%



AS 2.2 Pružný klips, 50 ml

Objednací číslo 1234400
Ceniková cena: ~~840.00 Kč~~
420.00 Kč

-50%



AS 2.3 Pružný klips, 100 ml

Objednací číslo 1234500
Ceniková cena: ~~924.00 Kč~~
420.00 Kč

-55%



AS 2.4 Pružný klips, 200/250 ml

Objednací číslo 1234600
Ceniková cena: ~~1,092.00 Kč~~
840.00 Kč

-23%



AS 2.5 Pružný klips, 500 ml

Objednací číslo 1234700
Ceniková cena: ~~1,302.00 Kč~~
840.00 Kč

-35%



AS 2.6 Pružný klips, 1000 ml

Objednací číslo 3819300
Ceniková cena: ~~1,540.00 Kč~~
840.00 Kč

-45%

