

A. Zákazník

Název organizace:			
IČO:			
Místo dodání:			
Kontaktní osoba:			
Telefon:		E-mail:	

B. Technické a materiálové provedení

Materiál korpusu digestoře:

- ☐ Kovová
- ☐ Lamino
- ☐ Jiný materiál / zatím nevíme / pozn.:
-

Typ digestoře:

- ☐ Skříňová digestoř (odsávaný pracovní prostor a spodní skříňka v jednom celku)
- ☐ Stolní digestoř (odsávaný pracovní prostor)
- ☐ Stojanová digestoř (odsávaný pracovní prostor na kovové konstrukci)
- ☐ Skříňová digestoř s vloženou speciální spodní skříňkou (možnost protipožární skříně na ukládání chemikálií)
- ☐ Jiné provedení / zatím nevíme / pozn.:

Předpokládané rozměry digestoře:

Šířka ☐ 1200 mm
☐ 1500 mm
☐ 1800 mm
☐ Jiná

Hloubka ☐ 800 mm
☐ 900 mm
☐ Jiná

Materiál pracovní desky:

☐ Lamino
☐ Postforming
☐ Lepená velkoformátová keramická dlažba (chemicky odolná)
☐ Vysokotlaký laminát (trespa max. resist.)
☐ Polypropylen (pro práci s kyselinou fluorovodíkovou - HF)
☐ Litá keramika z jednoho kusu se zdvihnutým okrajem ze všech 4 stran
☐ Jiný

Materiál vnitřního prostoru digestoře:

☐ Lepená velkoformátová keramická dlažba (chemicky odolná)
☐ Vysokotlaký laminát (trespa max. resist.)
☐ Polypropylen (pro práci s kyselinou fluorovodíkovou - HF)
☐ Jiný

Napojení na média:

- ☐ El. energie 230 V/400 V
- ☐ Voda teplá a studená, odpad
- ☐ Plyn
- ☐ Vakuum
- ☐ Stlačený vzduch
- ☐ Jiná média (pokud ano, uvést zdroj - rozvod / tlaková láhev)

Nevýbušné provedení digestoře:

- ☐ Ano
- ☐ Ne
- ☐ Nevím



Odtah škodlivin:

- ☐ Ventilátorem a otvorem ve zdi
- ☐ Ventilátorem s napojením na stávající potrubí
- ☐ Bez ventilátoru, s napojením na stávající vzduchotechniku
- ☐ Jiné řešení / pozn.:

Přívody médií:

- ☐ Jsou již hotové, připravené
- ☐ Teprve se budou zhotovovat
- ☐ Jinak / poznámka

Vyplněný formulář prosím zašlete na email info@verkon.cz nebo svému obchodnímu zástupci.