





NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 0.2BAR/2.9PSI
- VITONE CON SISTEMA DI SICUREZZA PUSH AND TURN
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 0.2BAR/2.9PSI
- HEADWORK WITH PUSH AND TURN SYSTEM

CODE	FINISH	NOTES
2001/50	GRIGIO / GREY	
2001/50-B	BIANCO / WHITE	
2001/50-C1	GRIGIO / GREY	RAL 7035



FILE: 2001_050		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		<div> ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948</div>		
ARCHIVIO: //						
REPARTO: MON-L		TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	 QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 7:10			 ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS						
NORMATIVE:						
DIS.N°: 2001/50			GRUPPO			
			- RUBIN. CON SCATTO DI SICUREZZA PER GAS / GAS FITTING SPRING LOADED FOR SAFETY			
- COLONNINA 2 RUBINETTI - DISTRIBUZIONE A T - G1/2 - MANOPOLA CILINDRICA						
- STANDOUT 2 TAPS - T DISTRIBUTION - G1/2 - CYLINDRICAL HANDLE						
Rev.	DATA	DESCRIZIONE		DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
7	24-07-2018	AGGIUNTO CODICE RAL 7035 / ADDED RAL 7035 CODE		BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.805
PRIMA EMISSIONE: 27-05-2011					DISEGNO STAMPO:	
NOTE:					FORMATO: A3	FOGLIO: 1