




NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 0.2BAR/2.9PSI
- VITONE CON SISTEMA DI SICUREZZA PUSH AND TURN
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 0.2BAR/2.9PSI
- HEADWORK WITH PUSH AND TURN SYSTEM

FILE: 2001_156		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948	
ARCHIVIO: //						
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	☐ QUOTE IMPORTANTI				
SCALA: 1:2	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	☒ ESPONENTE DI MODIFICA				
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS						
NORMATIVE:						
DIS.N°: 2001/156			GRUPPO			
			- RUBIN. CON SCATTO DI SICUREZZA PER GAS / GAS FITTING SPRING LOADED FOR SAFETY			
- RUBINETTO BECCUCCIO 90° - G1/2 L=45 - MANOPOLA CILINDRICA						
- 90° NOZZLE TAP - G1/2 L=45 - CYLINDRICAL HANDLE						
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :	
0	05-04-2012	EMISSIONE / EMISSION	MP	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.892	
PRIMA EMISSIONE: 05-04-2012				DISEGNO STAMPO:		
NOTE:				FORMATO: A4	FOGLIO: 1	