

Laboratorní chladničky s plastovou vnitřní vložkou



New

SRTvg 1511

Performance

Brutto / užitný objem	137 / 97 l
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)	597 / 605 / 819
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	450 / 460 / 620
Spotřeba energie za rok ¹	214 kWh
Okolní teplota	+10 °C až +35 °C
Odvod tepla	202 kJ/h
Chladivo	R 600a
Hluk – akustický výkon	49 dB(A)
Napětí / frekvence	220 – 240V~ / 50 Hz
Příkon / Příkon ve Watech	2,0 A / 100 W
Chladicí systém / Proces odmrazování	dynamický / automatický
Rozsah teplot	+3 °C až +16 °C
Teplotní homogenita ² / max. odchylka ³	3,7 °C / 5,2 °C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	izolované prosklené dveře s plastovým rámem / bílý
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Alarm při poruše	optický a akustický
Beznapěťový kontakt	ano
SmartMonitoring kompatibilní / Způsob připojení k síti	ano / SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Vnitřní osvětlení	LED stropní osvětlení, samostatně spínané
Přestavitelné odkládací plochy	3
Materiál odkládacích ploch	rošty potažené umělou hmotou
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	450 / 425
Nosnost odkládacích ploch / přístroj	45 kg / 180 kg
Madlo	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Průchodka snímače	1 x Ø 12 mm
Druh zámku / Směr otevírání dveří	mechanický / vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost	45 / 43 kg
Příslušenství	
Stolní deska, bílá	9876118
Nosný rošt, bílá	7113408
Perforovaný ocelový rošt bílá	7746588
Kolečka / Výškově nastavitelné nohy	9904819 / 9906105
Reklamní lišty	7401607
Speciální zámky (až 5 kusů)	na přání
Spojovací rámy, bílé	9876098
Sada Side-by-Side bílá	9031901
SmartModule	6145269



New

SRTvg 1501

Performance

134 / 97 l
597 / 605 / 819
450 / 440 / 620
156 kWh
+10 °C až +35 °C
198 kJ/h
R 600a
47 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 100 W
dynamický / automatický
+3 °C až +16 °C
4,9 °C / 4,4 °C
ocel / bílá
ocel / bílá
umělá hmota bílá
Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
při obnovení dodávky energie v síti
optický a akustický
ano
ano / SmartModule
Možnost dodatečné montáže
WLAN/LAN (volitelné)
3
rošty potažené umělou hmotou
450 / 425
45 kg / 180 kg
Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
1 x Ø 12 mm
mechanický / vpravo, lze zaměnit
39 / 35 kg
9876118
7113408
7746588
9904819 / 9906105
7401607
na přání
9876098
9031901
6145269

1 Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě + 5 °C u chladniček a -20 °C u mrazniček
2 Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.
3 Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.