

Laboratorní mrazničky s vnitřním prostorem chráněným proti explozi



New

SFTfg 1501

Performance

Brutto / užitný objem
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)
Spotřeba energie za rok ¹
Okolní teplota
Odvod tepla
Chladivo
Hluk – akustický výkon
Napětí / frekvence
Příkon / Příkon ve Watech
Chladicí systém / Proces odmrazování
Rozsah teplot
Teplotní homogenita ² / max. odchylka ³
Povrchová úprava vnějšího pláště
Materiál dveří / barva
Materiál vnitřních stěn
Ovládání
Alarm výpadku sítě
Alarm při poruše / Beznapěťový kontakt
SmartMonitoring kompatibilní
Způsob připojení k síti
Řešení připojení k síti
Rozhraní
Přestavitelné odkládací plochy
Materiál odkládacích ploch
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)
Nosnost odkládacích ploch / přístroj
Počet zásuvek
Madlo
Průchodka snímače / Shoda s ATEX
Druh zámku / Směr otevírání dveří
Brutto / netto hmotnost
Příslušenství
Stolní deska, bílá
Zásuvka krátká / Zásuvka dlouhá
Skleněná police
Kolečka / Výškově nastavitelné nohy
Speciální zámky (až 5 kusů)
Spojovací rámy, bílé
Sada Side-by-Side bílá
SmartModule

101 / 73 l
597 / 605 / 819
380 / 410 / 610
180 kWh
+10 °C až +35 °C
294 kJ/h
R 600a
40 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 110 W
statický / ruční
-9 °C až -30 °C
7,4 °C / 3,3 °C
ocel / bílá
ocel / bílá
umělá hmota bílá
Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
při obnovení dodávky energie v síti
optický a akustický / ano
ano
SmartModule
Možnost dodatečné montáže
WLAN/LAN (volitelné)
sklo
380 / 347
40 kg / 120 kg
3
Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
1 x Ø 10 mm / ano
mechanický / vpravo, lze zaměnit
38 / 35 kg
9876118
9876296 / 9876279
9904819 / 9906105
na přání
9876098
9031901
6145269



New

SFTfg 1501 verze 740

Performance

101 / 71 l
597 / 605 / 819
380 / 410 / 610
180 kWh
+10 °C až +35 °C
294 kJ/h
R 600a
40 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 110 W
statický / ruční
-9 °C až -30 °C
7,4 °C / 3,3 °C
ocel / bílá
ocel / bílá
umělá hmota bílá
Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
při obnovení dodávky energie v síti
optický a akustický / ano
ano
SmartModule
Možnost dodatečné montáže
WLAN/LAN (volitelné)
sklo
380 / 347
40 kg / 120 kg
3
Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
1 x Ø 10 mm / ano
mechanický / vpravo, lze zaměnit
40 / 35 kg
9876118
9904819 / 9906105
na přání
9876098
9031901
6145269

¹ Změřeno při okolní teplotě +25 °C a nastavené teplotě +5 °C u chladniček a -20 °C u mrazniček

² Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejjchladnějším průměrným měřením.

³ Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.