

Laboratorní mrazničky s plastovou vnitřní vložkou



New

SFTvh 1501

Perfection

Brutto / užitný objem	103 / 59 l
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)	597 / 605 / 819
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	380 / 330 / 600
Spotřeba energie za rok ¹	187 kWh
Okolní teplota	+10 °C až +35 °C
Odvod tepla / Chladivo	280 kJ/h / R 600a
Hluk – akustický výkon	39 dB(A)
Napětí / frekvence	220 – 240V~ / 50 Hz
Příkon / Příkon ve Watech	2,0 A / 80 W
Chladicí systém / Proces odmrazování	dynamický / automatický
Rozsah teplot	-9 °C až -35 °C ²
Teplotní homogenita ³ / max. odchylka ⁴	3,2 °C / 3,9 °C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Ovládání	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
Alarm výpadku sítě	bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12 h
Alarm při poruše / Beznapěťový kontakt	optický a akustický / ano
SmartMonitoring kompatibilní	ano
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Integrovaná, vyjímatelná
Rozhraní	WLAN/LAN
Datový záznamník	integrovaný, rozhraní USB
Vnitřní osvětlení	LED
Materiál odkládacích ploch	sklo
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	380 / 266
Nosnost odkládacích ploch / přístroj	40 kg / 120 kg
Počet zásuvek	3
Madlo	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Průchodka snímače	1 x Ø 10 mm
Druh zámku / Směr otevírání dveří	mechanický / vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost	42 / 39 kg

Příslušenství	
Stolní deska, bílá	9876118
Sada zásuvek	
Kolečka / Výškově nastavitelné nohy	9904819 / 9906105
Speciální zámky (až 5 kusů)	na přání
Spojovací rámy, bílé / Sada Side-by-Side bílá	9876098 / 9031901
SmartModule	



New

SFTsg 1501

Performance

Brutto / užitný objem	101 / 69 l
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)	597 / 605 / 819
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	380 / 410 / 610
Spotřeba energie za rok	180 kWh
Okolní teplota	+10 °C až +35 °C
Odvod tepla / Chladivo	294 kJ/h / R 600a
Hluk – akustický výkon	40 dB(A)
Napětí / frekvence	220 – 240V~ / 50 Hz
Příkon / Příkon ve Watech	2,0 A / 110 W
Chladicí systém / Proces odmrazování	statický / ruční
Rozsah teplot	-9 °C až -30 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka	7,4 °C / 3,3 °C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Alarm při poruše / Beznapěťový kontakt	optický a akustický / ano
SmartMonitoring kompatibilní	ano
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Datový záznamník	
Vnitřní osvětlení	rošty potažené umělou hmotou
Materiál odkládacích ploch	sklo
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	380 / 338
Nosnost odkládacích ploch / přístroj	45 kg / 135 kg
Počet zásuvek	
Madlo	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Průchodka snímače	1 x Ø 10 mm
Druh zámku / Směr otevírání dveří	mechanický / vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost	37 / 34 kg

Příslušenství	
Stolní deska, bílá	9876118
Sada zásuvek	9876260
Kolečka / Výškově nastavitelné nohy	9904819 / 9906105
Speciální zámky (až 5 kusů)	na přání
Spojovací rámy, bílé / Sada Side-by-Side bílá	9876098 / 9031901
SmartModule	6145269



New

SFTsg 1501 verze 740

Performance

Brutto / užitný objem	101 / 71 l
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)	597 / 605 / 819
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	380 / 410 / 610
Spotřeba energie za rok	180 kWh
Okolní teplota	+10 °C až +35 °C
Odvod tepla / Chladivo	294 kJ/h / R 600a
Hluk – akustický výkon	40 dB(A)
Napětí / frekvence	220 – 240V~ / 50 Hz
Příkon / Příkon ve Watech	2,0 A / 110 W
Chladicí systém / Proces odmrazování	statický / ruční
Rozsah teplot	-9 °C až -30 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka	7,4 °C / 3,3 °C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Alarm při poruše / Beznapěťový kontakt	optický a akustický / ano
SmartMonitoring kompatibilní	ano
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Datový záznamník	
Vnitřní osvětlení	sklo
Materiál odkládacích ploch	sklo
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	380 / 347
Nosnost odkládacích ploch / přístroj	40 kg / 120 kg
Počet zásuvek	3
Madlo	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Průchodka snímače	1 x Ø 10 mm
Druh zámku / Směr otevírání dveří	mechanický / vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost	40 / 37 kg

Příslušenství	
Stolní deska, bílá	9876118
Sada zásuvek	
Kolečka / Výškově nastavitelné nohy	9904819 / 9906105
Speciální zámky (až 5 kusů)	na přání
Spojovací rámy, bílé / Sada Side-by-Side bílá	9876098 / 9031901
SmartModule	6145269

¹ Změřeno při okolní teplotě +25 °C a nastavené teplotě +5 °C u chladniček a -20 °C u mrazniček

² Nastavitelný teplotní rozsah platí při maximální okolní teplotě +30 °C

³ Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejlhůdnějším průměrným měřením.

⁴ Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.