

Laboratorní mrazničky s plastovou vnitřní vložkou



SFFvh 5501

Perfection

Brutto / užitný objem	472 / 257 l
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)	747 / 769 / 1793
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	603 / 510 / 1118
Spotřeba energie za rok ¹	540 kWh
Okolní teplota	+10 °C až +35 °C
Odvod tepla	725 kJ/h
Chladivo	R 290
Hluk – akustický výkon	55 dB(A)
Napětí / frekvence	220 - 240V~ / 50 Hz
Příkon / Příkon ve Watech	2,0 A / 250 W
Chladicí systém / Proces odmrazování	dynamický / automatický
Rozsah teplot	-9 °C až -35 °C ²
Teplotní homogenita ³ / max. odchylka ⁴	5,5 °C / 4,4 °C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Ovládání	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
Alarm výpadku sítě	bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12 h
Alarm při poruše / Beznapěťový kontakt	optický a akustický / ano
SmartMonitoring kompatibilní / Způsob připojení k síti	ano / SmartModule
Řešení připojení k síti / Rozhraní	Integrováno, vyjímatelné / WLAN/LAN
Datový záznamník	integrované, rozhraní USB
Vnitřní osvětlení	LED
Přestavitelné odkládací plochy / Materiál odkládacích ploch	4 / rošty potažené umělou hmotou
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	600 / 510
Nosnost odkládacích ploch / přístroj	60 kg / 300 kg
Kolečka	otočná kolečka s brzdou vpředu, pevná kolečka vzadu
Počet zásuvek / Počet košů	6 / 2
Madlo	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Průchodka snímače	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	ano
Druh zámku	mechanický
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost	113 / 104 kg
Příslušenství	
Nosný rošt, bílá	7112590
Spodní rošt, bílá	
Košík dlouhý	9141791
Kolečka Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / -
Seřizovací nožky, 90-120 mm / 150-180 mm	9080022 / 9086924
Speciální zámky (až 5 kusů)	na přání
Sada Side-by-Side bílá	9017739
Produktové čidlo (PT 1000)	6942678



SFFvh 4001

Perfection

Brutto / užitný objem	273 / 174 l
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)	597 / 654 / 1884
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	420 / 400 / 1400
Spotřeba energie za rok ¹	292 kWh
Okolní teplota	+10 °C až +35 °C
Odvod tepla	479 kJ/h
Chladivo	R 600a
Hluk – akustický výkon	46 dB(A)
Napětí / frekvence	220 - 240V~ / 50 Hz
Příkon / Příkon ve Watech	2,0 A / 230 W
Chladicí systém / Proces odmrazování	dynamický / automatický
Rozsah teplot	-9 °C až -35 °C ²
Teplotní homogenita ³ / max. odchylka ⁴	6,9 °C / 6,4 °C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Ovládání	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
Alarm výpadku sítě	bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12 h
Alarm při poruše / Beznapěťový kontakt	optický a akustický / ano
SmartMonitoring kompatibilní / Způsob připojení k síti	ano / SmartModule
Řešení připojení k síti / Rozhraní	Integrováno, vyjímatelné / WLAN/LAN
Datový záznamník	integrované, rozhraní USB
Vnitřní osvětlení	LED
Přestavitelné odkládací plochy / Materiál odkládacích ploch	6 / rošty potažené umělou hmotou
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	420 / 400
Nosnost odkládacích ploch / přístroj	45 kg / 315 kg
Kolečka	
Počet zásuvek / Počet košů	6 / -
Madlo	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Průchodka snímače	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	ano
Druh zámku	mechanický
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost	86 / 81 kg
Příslušenství	
Nosný rošt, bílá	7113416
Spodní rošt, bílá	7112594
Košík dlouhý	
Kolečka Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Seřizovací nožky, 90-120 mm / 150-180 mm	9080022 / 9086924
Speciální zámky (až 5 kusů)	na přání
Sada Side-by-Side bílá	9006786
Produktové čidlo (PT 1000)	6942678

¹ Změřeno při okolní teplotě +25 °C a nastavené teplotě +5 °C u chladniček a -20 °C u mrazniček

² Nastavitelný teplotní rozsah platí při maximální okolní teplotě +30 °C

³ Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.

⁴ Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.