

Laboratorní mrazničky s vnitřním nerezovým prostorem



SFPvh 1402

Perfection

Brutto / užitný objem	
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)	
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	
Spotřeba energie za rok ¹	
Okolní teplota	
Odvod tepla / Chladivo	
Hluk – akustický výkon	
Napětí / frekvence	
Příkon / Příkon ve Watech	
Chladicí systém / Proces odmrazování	
Rozsah teplot	
Teplotní homogenita ³ / max. odchylka ⁴	
Povrchová úprava vnějšího pláště	
Materiál dveří / barva	
Materiál vnitřních stěn	
Ovládání	

Alarm výpadku sítě	
Alarm při poruše / Beznapěťový kontakt	
SmartMonitoring kompatibilní / Způsob připojení k síti	
Řešení připojení k síti	
Rozhraní / Datový záznamník	
Vnitřní osvětlení	
Přestavitelné odkládací plochy / Materiál odkládacích ploch	
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	
Nosnost odkládacích ploch / přístroj	
Kolečka	

Madlo	
Průchodka snímače	
Druh zámku	
Směr otevírání dveří	
Brutto / netto hmotnost	

Příslušenství	
Opěrná kolejnička tvaru U vlevo / Opěrná kolejnička tvaru U vpravo	
Nosný rošt, šedý / Perforovaný ocelový rošt šedý	
Kolečka Ø 100 mm / Seřizovací nožky, 115–175 mm	
Otevírací nožní pedál	
Sada Side-by-Side bílá	
SmartModule	
Další dálkové ovládání	
Digitální vstup pro elektronický zámek	

1391 / 1091 l
1427 / 867 / 2135
1210 / 638 / 1493
1162 kWh
+10 °C až +35 °C
1485 kJ/h / R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A / 420 W
dynamický / automatický
-9 °C až -35 °C ²
2,9 °C / 4,9 °C
ocel / bílá
ocel / bílá
Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304)
2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu

bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12 h
optický a akustický / ano
ano / SmartModule
Integrováno, vyjímatelné
WLAN/LAN / integrované, rozhraní USB
LED světelný sloupek oboustranný
8 / rošty potažené umělou hmotou
480 / 638
60 kg / 520 kg
5 otočných koleček, 2 s parkovací brzdou

vertikální zapuštěná rukojeť
1 x Ø 12 mm
elektronicky, s dálkovým ovládáním
vlevo / vpravo
235 / 210 kg

7745088 / 7745090
7112608 / 7746614
9597965 / 9080132
9597649
9597677
6123395
9086958



SFPvh 8401

Perfection

871 / 702 l
787 / 1017 / 2135
579 / 788 / 1493
748 kWh
+10 °C až +35 °C
935 kJ/h / R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A / 420 W
dynamický / automatický
-9 °C až -35 °C ²
3,6 °C / 4,9 °C
ocel / bílá
ocel / bílá
Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304)
2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu

bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12 h
optický a akustický / ano
ano / SmartModule
Integrováno, vyjímatelné
WLAN/LAN / integrované, rozhraní USB
LED světelný sloupek vlevo
4 / rošty potažené umělou hmotou
570 / 788
60 kg / 240 kg
otočná kolečka s brzdou vpředu, pevná kolečka vzadu

vertikální zapuštěná rukojeť
1 x Ø 12 mm
elektronicky, s dálkovým ovládáním
vpravo, lze zaměnit
167 / 149 kg

7745092 / 7745094
7112614 / 7746616
9597828 / 9080131
9597617
9597677
6123395
9086958



SFPvh 6501

Perfection

614 / 480 l
697 / 867 / 2135
489 / 638 / 1493
702 kWh
+10 °C až +35 °C
875 kJ/h / R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50/60 Hz
4,0 A / 420 W
dynamický / automatický
-9 °C až -35 °C ²
3,6 °C / 5,0 °C
ocel / bílá
ocel / bílá
Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304)
2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu

bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12 h
optický a akustický / ano
ano / SmartModule
Integrováno, vyjímatelné
WLAN/LAN / integrované, rozhraní USB
LED světelný sloupek vlevo
4 / rošty potažené umělou hmotou
480 / 638
60 kg / 240 kg
otočná kolečka s brzdou vpředu, pevná kolečka vzadu

vertikální zapuštěná rukojeť
1 x Ø 12 mm
elektronicky, s dálkovým ovládáním
vpravo, lze zaměnit
150 / 132 kg

7745088 / 7745090
7112608 / 7746614
9597828 / 9080131
9597617
9597677
6123395
9086958

1 Změřeno při okolní teplotě +25 °C a nastavené teplotě +5 °C u chladniček a -20 °C u mrazniček
2 Nastavitelný teplotní rozsah platí při maximální okolní teplotě +30 °C
3 Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejlhladnějším průměrným měřením.
4 Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.