

Laboratorní mrazničky s vnitřním nerezovým prostorem



SFPvg 1402
Performance

Brutto / užitný objem	1391 / 1091 l
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)	1427 / 867 / 2135
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	1210 / 638 / 1493
Spotřeba energie za rok ¹	1162 kWh
Okolní teplota	+10 °C až +35 °C
Odvod tepla / Chladivo	1420 kJ/h / R 290
Hluk – akustický výkon	60 dB(A)
Napětí / frekvence	220 – 240V~ / 50/60 Hz
Příkon / Příkon ve Watech	4,0 A / 580 W
Chladicí systém / Proces odmrazování	dynamický / automatický
Rozsah teplot	-9 °C až -30 °C
Teplotní homogenita ² / max. odchylka ⁴	2,9 °C / 4,9 °C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304)
Ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Alarm při poruše / Beznapěťový kontakt	optický a akustický / ano
SmartMonitoring kompatibilní / Způsob připojení k síti	ano / SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní / Datový záznamník	WLAN/LAN (volitelně) / –
Vnitřní osvětlení	LED stropní osvětlení
Přestavitelné odkládací plochy / Materiál odkládacích ploch	8 / rošty potažené umělou hmotou
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	480 / 638
Nosnost odkládacích ploch / přístroj	60 kg / 480 kg
Kolečka	5 otočných koleček, 2 s parkovací brzdou
Madlo	vertikální zapuštěná rukojeť
Průchodka snímáče	1 x Ø 12 mm
Druh zámku	mechanický
Směr otevírání dveří	vlevo / vpravo
Brutto / netto hmotnost	225 / 200 kg
Příslušenství	
Opěrná kolejnička tvaru U vlevo / Opěrná kolejnička tvaru U vpravo	7745088 / 7745090
Nosný rošt, šedý / Perforovaný ocelový rošt šedý	7112608 / 7746614
Kolečka Ø 100 mm / Seřizovací nožky, 115–175 mm	9597965 / 9080132
Otevírací nožní pedál	9597649
Sada Side-by-Side bílá	9597677
SmartModule	6145269
Další dálkové ovládání	
Digitální vstup pro elektronický zámek	



SFPvg 8401
Performance

871 / 702 l
787 / 1017 / 2135
579 / 788 / 1493
870 kWh
+10 °C až +35 °C
1110 kJ/h / R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 610 W
dynamický / automatický
-9 °C až -30 °C
5,2 °C / 4,5 °C
ocel / bílá
ocel / bílá
Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304)
Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
při obnovení dodávky energie v síti
optický a akustický / ano
ano / SmartModule
Možnost dodatečné montáže
WLAN/LAN (volitelně) / –
LED stropní osvětlení
4 / rošty potažené umělou hmotou
570 / 788
60 kg / 240 kg
otočná kolečka s brzdou vpředu, pevná kolečka vzadu
vertikální zapuštěná rukojeť
1 x Ø 12 mm
mechanický
vpravo, lze zaměnit
166 / 149 kg
7745092 / 7745094
7112614 / 7746616
9597828 / 9080131
9597617
9597677
6145269



SFPvg 6501
Performance

614 / 480 l
697 / 867 / 2135
489 / 638 / 1493
774 kWh
+10 °C až +35 °C
975 kJ/h / R 290
60 dB(A)
220 – 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 610 W
dynamický / automatický
-9 °C až -30 °C
5,2 °C / 4,8 °C
ocel / bílá
ocel / bílá
Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304)
Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
při obnovení dodávky energie v síti
optický a akustický / ano
ano / SmartModule
Možnost dodatečné montáže
WLAN/LAN (volitelně) / –
LED stropní osvětlení
4 / rošty potažené umělou hmotou
480 / 638
60 kg / 240 kg
otočná kolečka s brzdou vpředu, pevná kolečka vzadu
vertikální zapuštěná rukojeť
1 x Ø 12 mm
mechanický
vpravo, lze zaměnit
150 / 132 kg
7745088 / 7745090
7112608 / 7746614
9597828 / 9080131
9597617
9597677
6145269

1 Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě + 5 °C u chladniček a - 20 °C u mrazniček
2 Nastavitelný teplotní rozsah platí při maximální okolní teplotě + 30 °C
3 Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.
4 Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.