



New

SRCse 801

Performance

Brutto / užitný objem	94 / 78 l
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)	550 / 610 / 680
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	400 / 460 / 520
Spotřeba energie za rok ¹	87 kWh
Okolní teplota	+10 °C až +35 °C
Odvod tepla	105 kJ/h
Chladivo	R 600a
Hluk – akustický výkon	37 dB(A)
Napětí / frekvence	220 – 240V~ / 50 Hz
Příkon	1,3 A
Příkon ve Watech	50 W
Chladicí systém	statický
Proces odmrazování	automatický
Rozsah teplot	+3 °C až +7 °C
Teplotní homogenita ² / max. odchylka ³	5,3 °C / 3,9 °C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Ovládání	Touch-Elektronik
Pracovní deska	ano, žáruvzdorné
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Alarm při poruše	optický a akustický
SmartMonitoring kompatibilní	ano
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Vnitřní osvětlení	LED
Přestavitelné odkládací plochy	2
Materiál odkládacích ploch	sklo
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	400 / 336
Nosnost odkládacích ploch / přístroj	40 kg / 120 kg
Počet zásuvek	
Madlo	prohlubeň pro madlo
Průchodka snímače	1 x Ø 10 mm
Druh zámku	mechanický
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost	30,1 / 27,8 kg
Příslušenství	
SmartModule	6145269

¹ Změřeno při okolní teplotě +25 °C a nastavené teplotě +5 °C u chladniček a -20 °C u mrazniček

² Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.

³ Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.