



New

SFCse 801

Performance

Brutto / užitný objem	77 / 59 l
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)	550 / 610 / 680
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	380 / 410 / 490
Spotřeba energie za rok ¹	158 kWh
Okolní teplota	+10 °C až +35 °C
Odvod tepla	337 kJ/h
Chladivo	R 600a
Hluk – akustický výkon	37 dB(A)
Napětí / frekvence	220 - 240V~ / 50 Hz
Příkon	1,3 A
Příkon ve Watech	60 W
Chladicí systém	statický
Proces odmrazování	ruční
Rozsah teplot	-12 °C až -28 °C
Teplotní homogenita ² / max. odchylka ³	3,3 °C / 1,7 °C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Ovládání	Touch-Elektronik
Pracovní deska	ano, žáruvzdorné
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Alarm při poruše	optický a akustický
SmartMonitoring kompatibilní	ano
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Vnitřní osvětlení	LED
Přestavitelné odkládací plochy	
Materiál odkládacích ploch	sklo
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	380 / 266
Nosnost odkládacích ploch / přístroj	40 kg / 120 kg
Počet zásuvek	3
Madlo	prohlubeň pro madlo
Průchodka snímače	1 x Ø 10 mm
Druh zámku	mechanický
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit
Brutto / netto hmotnost	34,9 / 32,7 kg
Příslušenství	
SmartModule	6145269

¹ Změřeno při okolní teplotě +25 °C a nastavené teplotě +5 °C u chladniček a -20 °C u mrazniček

² Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.

³ Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.