

# SCFvh 4032

Laboratorní chladnička s mrazničkou s funkcí NoFrost  
Perfection



<b>Brutto/užitný objem</b>	
<b>Chladicí část</b>	284/206 l
<b>Mrazicí část</b>	112/58 l
<b>Vnější rozměry v mm (Š/H/V)</b>	597/654/2044
<b>Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)</b>	
<b>Chladicí část</b>	460/423/1037
<b>Mrazicí část</b>	406/292/595
<b>Spotřeba energie za rok</b>	459 kWh <sup>1</sup>
<b>Okolní teplota</b>	+10 °C Do +35 °C
<b>Odvod tepla</b>	380 kJ/h
<b>Chladivo</b>	R 600a
<b>Hluk - akustický výkon</b>	48 dB(A)
<b>Frekvence / napětí</b>	50/60 Hz / 220-240 V~
<b>Způsob chlazení</b>	dynamický
<b>Způsob odmrazování</b>	automatický
<b>Teplotní rozsah</b>	
<b>Chladicí část</b>	+3 °C Do +16 °C
<b>Mrazicí část</b>	-9 °C Do -30 °C
<b>Materiál vnějších stěn/barva</b>	ocel / bílá
<b>Materiál dveří / barva</b>	dveře z izolačního skla / ocel / bílá
<b>Materiál vnitřních stěn</b>	umělá hmota bílá
<b>Typ ovládání</b>	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
<b>Výstražný signál</b>	optický a akustický
<b>Alarm výpadku sítě</b>	bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12 h
<b>Beznapěťový kontakt</b>	Ano
<b>Způsob připojení k síti</b>	SmartModule
<b>Řešení připojení k síti</b>	Integrováno, vyjímatelné
<b>Rozhraní</b>	WLAN/LAN
<b>Datový záznamník</b>	integrované, rozhraní USB
<b>Vnitřní osvětlení</b>	LED, samostatně spínány
<b>Přestavitelné odkládací plochy</b>	4
<b>Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)</b>	460 / 423
<b>Nosnost polic</b>	45 kg
<b>Maximální celkové zatížení</b>	345 kg
<b>Počet zásuvek</b>	3
<b>Madlo</b>	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
<b>Průchodka snímače</b>	2 x Ø 10 mm
<b>DIN 13277</b>	Ano
<b>Druh zámku</b>	mechanický
<b>Dveřní zarážka</b>	vpravo, lze zaměnit
<b>Hrubá/cistá hmotnost</b>	103,4/98,3 kg
<b>EAN</b>	9005382247716
<b>Třída čistých prostor podle normy ISO EN 14664-1</b>	ISO tříd 5
<b>Třída čistých prostor GMP</b>	GMP třídy B

<sup>1</sup> Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě + 5 °C u chladniček a - 20 °C u mrazniček.

<sup>2</sup> Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.

<sup>3</sup> Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.