

Laboratorní chladničky s vnitřním nerezovým prostorem



SRPvh 1412

Perfection

SRPvh 1402

Perfection

Brutto / užitný objem	1447 / 1091 l	1391 / 1091 l
Vnější rozměry v mm (Š / H / V)	1427 / 867 / 2135	1427 / 867 / 2135
Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)	1210 / 638 / 1493	1210 / 638 / 1493
Spotřeba energie za rok¹	705 kWh	464 kWh
Okolní teplota	+10 °C až +35 °C	+10 °C až +35 °C
Odvod tepla / Chladivo	695 kJ/h / R 600a	565 kJ/h / R 600a
Hluk – akustický výkon	60 dB(A)	60 dB(A)
Napětí / frekvence	220 – 240V~ / 50/60 Hz	220 – 240V~ / 50/60 Hz
Příkon / Příkon ve Watech	4,0 A / 130 W	4,0 A / 130 W
Chladicí systém / Proces odmrazování	dynamický / automatický	dynamický / automatický
Rozsah teplot	0 °C až +16 °C	-2 °C až +16 °C
Teplotní homogenita² / max. odchylka³	2,6 °C / 1,9 °C	2,3 °C / 2,1 °C
Povrchová úprava vnějšího pláště	ocel / bílá	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	Dveře z izolačního skla s ocelovým rámem / bílá	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	Chromiková ocel (1.4301 / AISI 304)	Chromiková ocel (1.4301 / AISI 304)
Ovládání	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
Alarm výpadku sítě	bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12 h	bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12 h
Alarm při poruše / Beznapěťový kontakt	optický a akustický / ano	optický a akustický / ano
SmartMonitoring kompatibilní / Způsob připojení k síti	ano / SmartModule	ano / SmartModule
Řešení připojení k síti / Rozhraní	Integrovaný, vyjímatelný / WLAN/LAN	Integrovaný, vyjímatelný / WLAN/LAN
Datový záznamník	integrovaný, rozhraní USB	integrovaný, rozhraní USB
Vnitřní osvětlení	LED světelný sloupek oboustranný, samostatně spínaný	LED světelný sloupek oboustranný
Přestavitelné odkládací plochy / Materiál odkládacích ploch	8 / rošty potažené umělou hmotou	8 / rošty potažené umělou hmotou
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	480 / 638	480 / 638
Nosnost odkládacích ploch / přístroj	60 kg / 520 kg	60 kg / 520 kg
Kolečka	5 otočných koleček, 2 s parkovací brzdou	5 otočných koleček, 2 s parkovací brzdou
Madlo	vertikální zapuštěná rukojeť	vertikální zapuštěná rukojeť
Průchodka snímače	1 x Ø 12 mm	1 x Ø 12 mm
Druh zámku	elektronicky, s dálkovým ovládáním	elektronicky, s dálkovým ovládáním
Směr otevírání dveří	vlevo / vpravo	vlevo / vpravo
Brutto / netto hmotnost	293 / 270,9 kg	225 / 206,1 kg
Příslušenství		
Opěrná kolejnička tvaru U vlevo / Opěrná kolejnička tvaru U vpravo	7745088 / 7745090	7745088 / 7745090
Nosný rošt, šedý / Perforovaný ocelový rošt šedý	7112608 / 7746614	7112608 / 7746614
Kolečka Ø 100 mm / Seřizovací nožky, 115–175 mm	9597965 / 9080132	9597965 / 9080132
Otevírací nožní pedál	9597649	9597649
Sada Side-by-Side bílá	9597677	9597677
Další dálkové ovládání / Digitální vstup pro elektronický zámek	6123395 / 9086958	6123395 / 9086958

¹ Změřeno při okolní teplotě +25 °C a nastavené teplotě +5 °C u chladniček a -20 °C u mrazniček

² Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.

³ Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.