

## OČNÍ SPRCHY

VERKON &gt; Hygiena, ochrana a bezpečnost &gt; Bezpečnost pracoviště &gt; Oční sprchy

### Fyziologický roztok na výplach očí

Pro efektivní rychlou první pomoc při zasažení očí mechanickými nečistotami nebo chemickými látkami.

- sterilní 0,9% chlorid sodný NaCl
- objem: 250 nebo 500 ml
- ergonomicky tvarovaná oční miska pro otevření očního víčka
- rozměry (Ø x v): 5 x 25,5 cm (objem 250 ml); 6,5 x 27,5 cm (objem 500 ml)
- expirace 24 měsíců
- certifikát: CE 0123



| Obj. číslo      | Popis                              | Objem [ml] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 200 490 841 910 | Fyziologický roztok na výplach očí | 250        | 2-3 týdny  | 195 Kč    |
| 200 490 841 911 | Fyziologický roztok na výplach očí | 500        | 2-3 týdny  | 360 Kč    |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Neutralizační roztok na výplach očí

Použití k výplachu očí nebo oplach pokožky při poranění kyselinami nebo zásadami.

- neutrální roztok BioPhos 74 (vysoká pufovací aktivita zajišťuje rychlý nástup neutralizačního účinku)
- ergonomicky tvarovaná oční miska pro otevření očního víčka
- rozměry: Ø 6,3 x 20,3 cm
- 250 ml roztoku vystačí na cca 2 min. intenzivního vyplachování
- expirace 24 měsíců
- certifikát: CE 1275



| Obj. číslo      | Popis                               | Objem [ml] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 200 490 841 905 | Neutralizační roztok na výplach očí | 250        | 1-2 týdny  | 430 Kč    |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

# Nástěnný držák na láhve s roztoky na výplach očí

Praktický nástěnný plastový držák s transparentním víkem, které chrání láhve s roztoky na výplach očí před znečištěním, je vhodný do chemických provozů, laboratoří a všude tam, kde hrozí riziko zasažení očí mechanickými nečistotami nebo chemickými látkami. Součástí dodávky držáku je neutralizační roztok BioPhos 74 a fyziologický roztok NaCl.



- rychlá první pomoc při zasažení očí
- sterilní neutralizační roztok BioPhos 74 (používá se v případě zasažení očí kyselinami nebo zásadami, 250 ml roztoku vystačí na cca 2 minuty intenzivního vyplachování), certifikace CE 1275
- sterilní fyziologický roztok 0,9% NaCl pro výplach očí (500 ml roztoku vystačí na cca 4 minuty intenzivního vyplachování), certifikace CE 0121, kategorie IIa
- oba roztoky lze použít i pro výplach ústní dutiny a oplach pokožky
- láhve mají ergonomicky tvarovanou oční miskou pro otevření očního víčka během vyplachování
- rozměry držáku: 41 x 32 x 7,5 cm
- hmotnost: 1,5 kg
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je i zrcátko a montážní materiál

| Obj. číslo      | Typ            | Popis   | Dostupnost | Cena / sada |
|-----------------|----------------|---|------------|-------------|
| 200 490 841 901 | Nástěnný držák | Včetně 250ml neutralizačního roztoku BioPhos 74, 500ml 0,9% fyziologického roztoku NaCl, zrcátka a montážního materiálu | 2-3 týdny  | 1 490 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*