

ALOBALY, FÓLIE A PÁSKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Ostatní pomůcky > Alobaly, fólie a pásy

Fólie hliníková, alobal, role

- různé rozměry (různá kombinace délky, šířky a síly)
- odolný vůči působení většiny chemikálií, vůči plynům, vodním parám, tuku, vlhkosti i vodě
- teplotně odolný, nehořlavý
- slouží pro rychlé uzavření kádinek, hrdel Erlenmeyerových baněk, láhví atd.
- **informace k dodávce:** role do 20 m jsou dodávány v kartonové krabici s odtrhací hranou z kartonu, role o délce 100 nebo 150 m jsou dodávány v kartonové krabici s plastovou odtrhací hranou nebo jako náhradní balení bez krabice



i V naší nabídce najdete i [kruhové výseky z hliníkové fólie](#) o průměru 80, 100, 125 nebo 150 mm nebo [čtvercové výseky](#) 150 x 150 mm.

Hliníková fólie v kartonové krabici s odtrhací hranou z kartonu

Obj. číslo	Šířka [cm]	Délka [m]	Síla [μm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 850	30	10	15	3-4 týdny	123 Kč
130 647 696 851	30	10	30	3-4 týdny	227 Kč
130 647 696 852	45	10	15	3-4 týdny	180 Kč
130 647 696 853	45	10	30	1-2 týdny	313 Kč
130 647 696 854	30	20	13	3-4 týdny	147 Kč
130 647 696 855	30	20	15	1-2 týdny	113 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hliníková fólie v kartonové krabici s odtrhací hranou z plastu

Obj. číslo	Šířka [cm]	Délka [m]	Síla [μm]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 856	30	100	13	3-4 týdny	782 Kč
130 647 696 857	30	100	30	1-2 týdny	1 897 Kč
130 647 696 858	45	100	30	1-2 týdny	2 752 Kč
130 647 696 859	50	100	30	1-2 týdny	3 077 Kč
130 647 696 860	45	150	15	3-4 týdny	2 132 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hliníková fólie bez krabice (náhradní balení pro krabice s plastovou odtrhací hranou)

Obj. číslo	Šířka [cm]	Délka [m]	Síla [μ m]	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 861	30	100	30	3-4 týdny	1 785 Kč
130 647 696 862	45	100	30	3-4 týdny	2 622 Kč
130 647 696 863	50	100	30	1-2 týdny	2 936 Kč
130 647 696 864	45	150	15	3-4 týdny	1 990 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Fólie hliníková, alobal, čtvercové výseky

- rozměry: 150 x 150 mm
- síla: 0,01 mm
- slouží pro rychlé uzavření kádinek, hrdel Erlenmeyerových baněk, láhví atd.
- **informace k dodávce:** čtvercové výseky jsou dodávány v balení po 1 kg

i V naší nabídce najdete i [kruhové výseky z hliníkové fólie](#) o průměru 80, 100, 125 nebo 150 mm nebo [hliníkovou fólii v roli](#).

Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Síla [mm]	Balení [kg]	Dostupnost	Cena / bal.
397 401 150 150	Hliníková fólie, čtvercové výseky	150 x 150	0,01	1	3-4 týdny	347 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hliníková fólie o šířce 500 mm, nechceme nabízet

Obj. číslo	Typ	Síla [mm]	Šířka [mm]	Balení [kg]	Dostupnost	Cena / bal.
397 402 999 998	Role	0,02	500	1	3-4 týdny	400 Kč
397 402 500 005	Role	0,02	500	5	3-4 týdny	2 003 Kč
397 402 500 010	Role	0,02	500	10	3-4 týdny	3 692 Kč
397 403 500 001	Role	0,03	500	1	3-4 týdny	395 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Fólie hliníková, alobal, kruhové výseky

- průměr 29, 80, 100, 120, 130 a 150 mm
- síla: 0,03 mm
- pro rychlé uzavření kádinek, hrdel Erlenmeyerových baněk, láhví atd.
- jednotlivé výseky jsou proloženy hedvábným papírem (nelepí se k sobě)
- **informace k dodávce:** kruhové výseky jsou dodávány v balení po 1000 ks



i V naší nabídce najdete i [čtvercové výseky z hliníkové fólie](#) nebo [hliníkovou fólii v roli](#).

Obj. číslo	Popis	Síla [mm]	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 647 696 870	Hliníková fólie, kruhové výseky	0,03	29	1000	3-4 týdny	3 025 Kč
120 647 696 871	Hliníková fólie, kruhové výseky	0,03	80	1000	3-4 týdny	1 879 Kč
120 647 696 872	Hliníková fólie, kruhové výseky	0,03	100	1000	3-4 týdny	2 423 Kč
120 647 696 873	Hliníková fólie, kruhové výseky	0,03	120	1000	3-4 týdny	2 983 Kč
120 647 696 874	Hliníková fólie, kruhové výseky	0,03	130	1000	3-4 týdny	3 156 Kč
120 647 696 875	Hliníková fólie, kruhové výseky	0,03	150	1000	3-4 týdny	3 984 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Alternativa Isolab

Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 065 805 080	Hliníková fólie, kruhové výseky	80	1000	3-4 týdny	2 517 Kč
130 065 805 100	Hliníková fólie, kruhové výseky	100	1000	3-4 týdny	2 520 Kč
130 065 805 125	Hliníková fólie, kruhové výseky	125	1000	3-4 týdny	3 503 Kč
130 065 805 150	Hliníková fólie, kruhové výseky	150	1000	3-4 týdny	3 525 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Parafilm M - netoxická fólie

- zabraňuje kontaminaci vzorků a samovolnému odpařování
- přilne kolem nepravidelných tvarů a povrchů
- účinný teplotní rozsah -45 až +50 °C
- teplota tavení 60 °C
- průtažnost 200 %
- odolnost vůči polárním látkám až po dobu 48 hodin
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): schránka na Parafilm pro snadné a bezpečné řezání jedné role o šířce 10 cm nebo 2 rolí o šířce 5 cm, průhledné odklápěcí víko umožňuje vizuální kontrolu zbývajících rolí (schránky se dodávají prázdné, tj. bez Parafilmů)



Obj. číslo	Popis	Šířka [cm]	Délka [m]	Dostupnost	Cena / ks
395 321 056 001	Parafilm M	5	75	Skladem	750 Kč
395 321 056 004	Parafilm M	10	38	Skladem	670 Kč
395 321 056 002	Parafilm M	10	75	Skladem	1 540 Kč
395 321 056 005	Parafilm M	50	15	2-3 týdny	1 560 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství: Schránka na Parafilm

Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 955 802 012	Schránka s odřezávacím nožem na 2 ks Parafilmu o šířce 5 cm nebo 1 ks Parafilmu o šířce 10 cm	Modrá	3-4 týdny	1 200 Kč
130 955 802 017	Schránka s odřezávacím nožem na 2 ks Parafilmu o šířce 5 cm nebo 1 ks Parafilmu o šířce 10 cm	Fialová	3-4 týdny	1 200 Kč
130 955 802 019	Schránka s odřezávacím nožem na 2 ks Parafilmu o šířce 5 cm nebo 1 ks Parafilmu o šířce 10 cm	Růžová	3-4 týdny	1 200 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství: Schránka na parafilm (drahá z Brandu)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
395 321 056 099	Schránka s odřezávacím nožem na Parafilm o šířce 5 nebo 10 cm	2-3 týdny	3 953 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Páska, PTFE

Materiál: PTFE A 121 °C

- šířka: 12 mm, délka: 12 m
- autoklávatelná do 121 °C
- sterilizace suchým teplem do 160 °C



Obj. číslo	Popis	Šířka [mm]	Délka [m]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 053	Páska PTFE	12	12	Skladem	42 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.