


## Armatura laboratorní plynová, nástěnná, TOF



- 2 typy, které se liší provedením a závitem (G 3/8" nebo G 1/2")
- bezpečnostní keramický ventil „push&turn“ (vyhovuje DIN 12918)
- barva: šedá
- barevné značení dle DIN 13792
- pevná olivka (v souladu s normou DIN 12898)
- maximální pracovní tlak 0,2 bar
- technické nákresy naleznete níže v souborech ke stažení



Obj. číslo	Typ	Popis	Závít	Dostupnost	Cena / ks
700 752 001 150	2001/150	S ventilem v úhlu 45° a tryskou v úhlu 45°	G 3/8"	Skladem, do 1 týdne	2 035 Kč
700 752 001 156	2001/156	S přímým ventilem a tryskou v úhlu 90°	G 1/2"	Skladem, do 1 týdne	2 000 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  [Data-Sheet-TOF-Laboratory-gas-fitting-type-2001-150-EN.pdf](#)
-  [Data-Sheet-TOF-Laboratory-gas-fitting-type-2001-156-EN.pdf](#)