

Armatura laboratorní vodovodní, nástěnná směšovací, TOF


- otočné rameno
- barva: šedá
- barevné značení dle DIN 13792
- závit G 1,2" (v souladu s normou EN ISO 228/1), rozteč 150 mm
- šroubovací výtoková olivka (v souladu s normou DIN 12898)
- maximální pracovní tlak 10 bar
- technické nákresy naleznete níže v souborech ke stažení



Obj. číslo	Typ	Popis	Závit	Dostupnost	Cena / ks
700 751 001 173	1001/173	Otočné rameno	G 1,2"	4-6 týdnů	4 188 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-173-EN.pdf](#)