


Armatura laboratorní vodovodní, nástěnná, TOF



- 2 typy, které se liší délkou ramene
- barva: šedá
- barevné značení dle DIN 13792
- závit G 3/8" (v souladu s normou EN ISO 228/1)
- šroubovací výtoková olivka (v souladu s normou DIN 12898)
- maximální pracovní tlak 10 bar
- technické nákresy naleznete níže v souborech ke stažení



Obj. číslo	Typ	Popis	Závit	Dostupnost	Cena / ks
700 751 001 083	1001/83	Délka ramene 151 mm	3/8"	Skladem, do 1 týdne	1 790 Kč
700 751 001 085	1001/85	Délka ramene 230 mm	3/8"	Skladem, do 1 týdne	1 825 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  [Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-83-EN.pdf](#)
-  [Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-85-EN.pdf](#)