

Armatura laboratorní vodovodní, stojánková směšovací, TOF




- 3 typy, které se liší výškou a závitem (G 3/4" nebo G 3/8" nebo G 1/2")
- otočné rameno
- barva: šedá
- barevné značení dle DIN 13792
- šroubovací výtoková olivka (v souladu s normou DIN 12898)
- maximální pracovní tlak 10 bar
- technické nákresy naleznete níže v souborech ke stažení



Obj. číslo	Typ	Popis	Závit	Dostupnost	Cena / ks
700 751 001 275	1001/275	Otočné rameno, vysoká	G 3/4"	Skladem, do 1 týdne	2 613 Kč
700 751 001 280	1001/280	Otočné rameno, vysoká	G 3/8"	Skladem, do 1 týdne	3 855 Kč
700 751 001 304	1001/304	Otočné rameno, vysoká	G 1/2"	Skladem, do 1 týdne	3 505 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-275-EN.pdf
-  Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-280-EN.pdf
-  Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-304-EN.pdf