

## Armatura laboratorní vodovodní, stojánková, TOF




- 3 typy: nízká s pevným ramenem, vysoká s pevným ramenem nebo vysoká s otočným ramenem
- barva: šedá
- barevné značení dle DIN 13792
- závit G 1/2" (v souladu s normou EN ISO 228/1)
- šroubovací výtoková olivka (v souladu s normou DIN 12898)
- maximální pracovní tlak 10 bar
- technické nákresy naleznete níže v souborech ke stažení



Obj. číslo	Typ	Popis	Závit	Dostupnost	Cena / ks
700 751 001 245	1001/245	Pevné rameno, nízká	G 1/2"	4-6 týdnů	2 228 Kč
700 751 001 360	1001/360	Pevné rameno, vysoká	G 1/2"	Skladem, do 1 týdne	2 805 Kč
700 751 001 270	1001/270	Otočné rameno, vysoká	G 1/2"	4-6 týdnů	2 035 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-245-EN.pdf
-  Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-360-EN.pdf
-  Data-Sheet-TOF-Laboratory-water-fitting-type-1001-270-EN.pdf