

UZÁVĚRY BAKTERIOLOGICKÉ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Zátky a uzávěry > Uzávěry bakteriologické

Uzávěr bakteriologický na Erlenmeyerovy baňky

- pro průměr hrdla 37 – 39 mm
- materiál: barevně eloxovaný hliník
- pružiny z chromniklové oceli
- možnost sterilizace
- vhodný pro [kultivační baňky dle Erlenmeyera](#)
- **informace k dodávce:** uzávěry jsou dodávány v balení po 10 ks



Obj. číslo	Popis	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
397 666 071 801	Hliníkový uzávěr na kultivační baňky s rovným hrdlem	Stříbrná	10	4-6 týdnů	1 086 Kč
397 666 072 001	Hliníkový uzávěr na kultivační baňky s rovným hrdlem	Modrá	10	4-6 týdnů	1 086 Kč
397 666 073 801	Hliníkový uzávěr na kultivační baňky s rovným hrdlem	Červená	10	4-6 týdnů	1 086 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Zátka přehrnovací, silikonová

- materiál: chemicky inertní silikon
- teplotní odolnost: -60 až 170 °C
- přehrnutí zabraňuje náhodnému otevření
- lze použít na rovný i vyhnutý okraj zkumavek nebo baněk
- možnost propíchnutí jehlou při odběru vzorku
- autoklávatelná při 121 °C
- **informace k dodávce:** zátky jsou dodávány v balení po 10 ks



Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 065 126 004	Přehrnovací zátka	14,9	10	Skladem, do 1 týdne	674 Kč
130 065 126 005	Přehrnovací zátka	15,9	10	4-6 týdnů	723 Kč
130 065 126 006	Přehrnovací zátka	19,4	10	4-6 týdnů	809 Kč
130 065 126 007	Přehrnovací zátka	23,7	10	4-6 týdnů	859 Kč
130 065 126 008	Přehrnovací zátka	30,7	10	Skladem, do 1 týdne	919 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.