

Balónek k automatické byretě dle Pelleta

- kompletní s ventilky a hadičkou
- barva: červená

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i hnědé nebo číré [zásobní láhve](#) a různé typy [byret dle Pelleta](#).



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
332 200 515 132	MaKu	Kompletní s ventilky a hadičkou	1-2 týdny	229 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.