

Balónek k automatické byretě dle Pelleta, Popis: Kompletní s ventilkou a hadičkou

- kompletní s ventilkou a hadičkou
- barva: červená

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i hnědé nebo čiré [zásobní láhve](#) a různé typy [byret dle Pelleta](#).



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
332 200 515 132	MaKu	Kompletní s ventilkou a hadičkou	Skladem	229 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.