

## Balónek pipetovací

Narozeninová akce


Sleva 5 %

Sleva platí do 9. 7. 2026

Pipetovací pomůcka pro jednoduché a bezpečné pipetování

### Standardní model pipetovacího balónku se třemi ventily:

- ventil A pro vypouštění vzduchu z balónku a vytvoření podtlaku
- ventil S pro přesné nasátí kapaliny do pipety
- ventil E pro citlivé připouštění vzduchu a tím vypouštění kapaliny z pipety



| Obj. číslo      | Popis                 | Barva        | Dostupnost          | Cena / ks               |
|-----------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 332 304 700 001 | Standard, běžný model | Červená      | Skladem, do 1 týdne | 99 Kč<br><b>94 Kč</b>   |
| 130 954 700 041 | Standard, běžný model | Žlutá        | 3-4 týdny           | 159 Kč<br><b>151 Kč</b> |
| 130 954 700 021 | Standard, běžný model | Zelená       | 3-4 týdny           | 159 Kč<br><b>151 Kč</b> |
| 130 954 700 031 | Standard, běžný model | Modrá        | 3-4 týdny           | 159 Kč<br><b>151 Kč</b> |
| 130 954 700 011 | Standard, běžný model | Černá        | 3-4 týdny           | 159 Kč<br><b>151 Kč</b> |
| 130 954 700 091 | Standard, běžný model | "Multicolor" | 4-6 týdnů           | 422 Kč<br><b>401 Kč</b> |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

| Obj. číslo      | Popis                       | Dostupnost          | Cena / ks              |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| 332 304 700 002 | Universal, s dlouhým krčkem | Skladem, do 1 týdne | 103 Kč<br><b>98 Kč</b> |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*