

Balónek pipetovací, Popis: Standard, běžný model, Barva: Modrá

Sleva 10 %

Akce

Vybrané pipetovací pomůcky za výhodnější ceny

Platí do 17. 9. 2025

Sleva platí i na [pipetovací nástavce Pi-pump](#)

Pipetovací pomůcka pro jednoduché a bezpečné pipetování

Standardní model pipetovacího balónku se třemi ventily:

- ventil A pro vypouštění vzduchu z balónku a vytvoření podtlaku
- ventil S pro přesné nasátí kapaliny do pipety
- ventil E pro citlivé připouštění vzduchu a tím vypouštění kapaliny z pipety



Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
332 304 700 001	Standard, běžný model	Červená	Skladem	96-Kč 86 Kč
130 954 700 041	Standard, běžný model	Žlutá	3-4 týdny	152-Kč 137 Kč
130 954 700 021	Standard, běžný model	Zelená	3-4 týdny	152-Kč 137 Kč
130 954 700 031	Standard, běžný model	Modrá	3-4 týdny	152-Kč 137 Kč
130 954 700 011	Standard, běžný model	Černá	3-4 týdny	152-Kč 137 Kč
130 954 700 091	Standard, běžný model	"Multicolor"	4-6 týdnů	406-Kč 365 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
332 304 700 002	Universal, s dlouhým krčkem	1-2 týdny	100-Kč 90 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.