

BALÓNKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro pipetování > Balónky

Balónek pipetovací

Narozeninová akce


Sleva 5 %

Sleva platí do 29. 5. 2026

Pipetovací pomůcka pro jednoduché a bezpečné pipetování

Standardní model pipetovacího balónku se třemi ventily:

- ventil A pro vypouštění vzduchu z balónku a vytvoření podtlaku
- ventil S pro přesné nasátí kapaliny do pipety
- ventil E pro citlivé připouštění vzduchu a tím vypouštění kapaliny z pipety



Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
332 304 700 001	Standard, běžný model	Červená	Skladem, do 1 týdne	99 Kč 94 Kč
130 954 700 041	Standard, běžný model	Žlutá	3-4 týdny	159 Kč 151 Kč
130 954 700 021	Standard, běžný model	Zelená	3-4 týdny	159 Kč 151 Kč
130 954 700 031	Standard, běžný model	Modrá	3-4 týdny	159 Kč 151 Kč
130 954 700 011	Standard, běžný model	Černá	3-4 týdny	159 Kč 151 Kč
130 954 700 091	Standard, běžný model	"Multicolor"	4-6 týdnů	422 Kč 401 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
332 304 700 002	Universal, s dlouhým krčkem	Skladem, do 1 týdne	103 Kč 98 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.