

Baňka Baffled dle Erlenmeyera s úzkým hrdlem

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- dno se čtyřmi zářezy (podporuje oksyličení vzorků)
- bílá stupnice, ploška na popis
- úzké rovné hrdlo vhodné pro kovový [bakteriologický uzávěr](#)
- autoklávovatelná při 121 °C
- vhodná pro kultivace mikroorganismů
- **informace k dodávce:** baňky se dodávají bez bakteriologických uzávěrů



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr hrdla [mm]	Průměr dna [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 647 690 430	100	38	62	117	3-4 týdny	166 Kč
120 647 690 431	250	38	82	138	1-2 týdny	196 Kč
120 647 690 432	500	38	101	186	3-4 týdny	267 Kč
120 647 690 433	1000	38	129	222	3-4 týdny	497 Kč
120 647 690 434	2000	38	161	282	3-4 týdny	777 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Mohlo by se hodit

Bakteriologické uzávěry	Laboratorní popisovače	Petriho misky