

## Baňka Baffled dle Erlenmeyera se šroubovým uzávěrem s membránou, Duran

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN

- objem: 250, 500 a 1000 ml
- dno se čtyřmi zářezy (podporuje oksyličení vzorků)
- silnostěnná (vyšší odolnost proti nárazu, vyšší stabilita)
- bílá stupnice, ploška na popis
- závit GL 45
- vylévací kroužek, modrý uzávěr s membránou (teplotní odolnost do 140 °C)
- Retrace code (identifikace šarže)
- splňuje ISO 3585, ASTM-E438 typ 1, třída A
- vhodná pro kultivace mikroorganismů
- **informace k dodávce:** baňky o objemu 250 a 500 ml jsou dodávány v balení po 4 kusech



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 212 833 655	250	85	145	45	4	1-2 týdny	2 344 Kč
637 212 834 454	500	105	180	45	4	4-6 týdnů	2 637 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
637 212 835 459	1000	135	221	45	1-2 týdny	844 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*