

Baňka Baffled dle Erlenmeyera se šroubovým uzávěrem s membránou, Duran, Objem [ml]: 500, GL [mm]: 45, Balení [ks]: 4

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN

- objem: 250, 500 a 1000 ml
- dno se čtyřmi zářezy (podporuje okysličené vzorky)
- silnostěnná (vyšší odolnost proti nárazu, vyšší stabilita)
- bílá stupnice, ploška na popis
- závit GL 45
- vylévací kroužek, modrý uzávěr s membránou (teplotní odolnost do 140 °C)
- Retrace code (identifikace šarže)
- splňuje ISO 3585, ASTM-E438 typ 1, třída A
- vhodná pro kultivace mikroorganismů
- **informace k dodávce:** baňky o objemu 250 a 500 ml jsou dodávány v balení po 4 kusech



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 212 833 655	250	85	145	45	4	1-2 týdny	2 297 Kč
637 212 834 454	500	105	180	45	4	4-6 týdnů	2 586 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška [mm]	GL [mm]	Dostupnost	Cena / ks
637 212 835 459	1000	135	221	45	1-2 týdny	827 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.