

VERKON > Sklo a porcelán > Baňky > S kulatým dnem > Baňka destilační s kulatým dnem a dvěma šikmými postranními tubusy

Baňka destilační s kulatým dnem a dvěma šikmými postranními tubusy

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000 nebo 10000 ml
- centrální tubus s NZ₁
- 2 šikmé postranní tubusy s NZ₂ a NZ₃
- stejnoměrná tloušťka stěn – vhodná pro tepelné operace
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- možnost napojení dalších částí aparatury (chladiče, kolony, kolena, nástavce, teploměry atd.) přes NZ



Náš TIP: K této baňce zákazníci kupují [korkové podstavce](#), [nálevky/násypky](#), různé typy [nástavců](#), [tuky na zábrusy](#), [návleky na zábrusy](#), [plastové](#) nebo [nerezové](#) svorky pro fixaci zábrusů.

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	NZ ₁	NZ ₂	NZ ₃	Dostupnost	Cena / ks
120 647 690 140	7690140	50	29/32	14/23	14/23	2-3 týdny	423 Kč
120 647 690 141	7690141	100	29/32	14/23	14/23	1-2 týdny	423 Kč
632 426 224 250	8018/250 29/32	250	29/32	14/23	14/23	Skladem, do 1 týdne	792 Kč
632 426 224 500	8018/500 29/32	500	29/32	14/23	14/23	Skladem, do 1 týdne	843 Kč
632 426 224 940	8018/1000 29/32	1000	29/32	14/23	29/32	Skladem, do 1 týdne	1 018 Kč
632 426 224 950	8018/2000 29/32	2000	29/32	14/23	29/32	Skladem, do 1 týdne	1 217 Kč
632 426 224 954	8018/4000 45/40	4000	45/40	14/23	29/32	Skladem, do 1 týdne	2 380 Kč
632 426 224 958	8018/6000 60/46	6000	60/46	14/23	29/32	4 ks	3 380 Kč
632 426 224 966	8018/10000	10000	45/40	14/23	29/32	1 ks	3 974 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.