

VERKON > Sklo a porcelán > Baňky > S kulatým dnem > Baňka destilační s kulatým dnem a dvěma svislými postranními tubusy

Baňka destilační s kulatým dnem a dvěma svislými postranními tubusy

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- centrální tubus s NZ₁
- 2 svislé postranní tubusy s NZ₂ a NZ₃
- ploška na popis
- stejnoměrná tloušťka stěn – vhodná pro tepelné operace
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- možnost napojení dalších částí aparatury (chladiče, kolony, kolena, nástavce, teploměry atd.) přes NZ



Náš TIP: K této baňce zákazníci kupují [korkové podstavce](#), různé typy [nástavců](#), [tuky na zábrusy](#), [návlčky na zábrusy](#), [plastové](#) nebo [nerezové](#) svorky pro fixaci zábrusů.

Obj. číslo	Objem [ml]	NZ ₁	NZ ₂	NZ ₃	Dostupnost	Cena / ks
120 500 768 100	100	29/32	14/23	14/23	2-3 týdny	1 090 Kč
120 500 772 100	100	29/32	29/32	29/32	2-3 týdny	1 734 Kč
632 426 222 250	250	29/32	14/23	14/23	1-2 týdny	733 Kč
120 500 772 250	250	29/32	29/32	29/32	2-3 týdny	1 994 Kč
632 426 222 500	500	29/32	14/23	14/23	1-2 týdny	780 Kč
632 426 222 940	1000	29/32	14/23	29/32	Skladem, do 1 týdne	1 037 Kč
632 426 222 941	1000	29/32	29/32	29/32	1-2 týdny	1 085 Kč
632 426 222 950	2000	29/32	14/23	29/32	1-2 týdny	1 290 Kč
120 500 772 002	2000	29/32	29/32	29/32	2-3 týdny	3 194 Kč
632 426 222 954	4000	45/40	14/23	29/32	1-2 týdny	1 886 Kč
632 426 222 958	6000	60/46	14/23	29/32	1-2 týdny	2 509 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.