

## Baňka destilační s kulatým dnem a šikmým postranním tubusem

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- centrální tubus NZ<sub>1</sub> 14/23, 29/32 nebo 45/40
- šikmý postranní tubus NZ<sub>2</sub> 14/23
- ploška na popis od objemu 250 ml
- stejnoměrná tloušťka stěn - vhodná pro tepelné operace
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- možnost napojení dalších částí aparatury (chladiče, kolony, kolena, nástavce, teploměry atd.) přes NZ



**Náš TIP:** K této baňce zákazníci kupují [korkové podstavce](#), [nálevky/násypky](#), různé typy [nástavců](#), [tuky na zábrusy](#), [návleky na zábrusy](#), [plastové](#) nebo [nerezové](#) svorky pro fixaci zábrusů.

### Destilační baňky s šikmým postranním tubusem, Labsolute

Obj. číslo	Objem [ml]	NZ <sub>1</sub>	NZ <sub>2</sub>	Dostupnost	Cena / ks
120 500 699 025	25	14/23	14/23	Skladem, do 1 týdne	279 Kč
120 500 699 050	50	14/23	14/23	3-4 týdny	283 Kč
120 500 699 100	100	14/23	14/23	1-2 týdny	290 Kč
120 500 703 100	100	29/32	14/23	3-4 týdny	308 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Destilační baňky s šikmým postranním tubusem, Simax

Obj. číslo	Objem [ml]	NZ <sub>1</sub>	NZ <sub>2</sub>	Dostupnost	Cena / ks
632 426 223 250	250	29/32	14/23	Skladem, do 1 týdne	568 Kč
632 426 223 500	500	29/32	14/23	Skladem, do 1 týdne	638 Kč
632 426 223 940	1000	29/32	14/23	Skladem, do 1 týdne	816 Kč
632 426 223 950	2000	29/32	14/23	Skladem, do 1 týdne	1 018 Kč
632 426 223 954	4000	45/40	14/23	1-2 týdny	1 579 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*