

## Baňka dle Schlenka

- 3 typy: kulová, válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem nebo s teflonovým kladívkem
- NZ plášť 14/23 nebo 29/32
- postranní kohout v úhlu 20°, zakončení olivkou
- kulaté dno
- vhodná pro práci s látkami citlivými na vzduch a vlhkost, pro reakce vyžadující inertní atmosféru argonu nebo dusíku
- zásobník dle Schlenka s NZ jádrem vám rádi nabídneme na základě poptávky
- **informace k objednací tabulce:** d [mm] = průměr válcové baňky, h [mm] = výška válcové baňky



**Náš TIP:** K této baňce zákazníci kupují [tuky na zábrusy](#), [návleky na zábrusy](#) nebo [rozvod linky vakuum-inert](#).

### Baňka dle Schlenka kulová, s postranním kohoutem se skleněným kladívkem:

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
639 004 001 025	Kulová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	25	14/23	Delší termín	884 Kč
639 004 001 050	Kulová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	50	14/23	Delší termín	961 Kč
639 004 001 100	Kulová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	100	14/23	Delší termín	1 410 Kč
639 004 001 250	Kulová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	250	14/23	Delší termín	1 320 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Baňka dle Schlenka válcová, s postranním kohoutem se skleněným kladívkem:

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	NZ	d x h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
639 005 001 020	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	20	14/23	18 x 120	Delší termín	1 210 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	NZ	d x h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
639 005 001 030	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	30	14/23	18 x 150	Kontaktujte nás	
639 005 001 035	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	35	14/23	22 x 120	Delší termín	936 Kč
639 005 001 070	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	70	14/23	30 x 120	Kontaktujte nás	
639 005 001 080	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	80	14/23	30 x 150	Delší termín	1 310 Kč
639 005 001 110	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	110	14/23	30 x 210	Delší termín	1 030 Kč
639 005 001 250	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	250	14/23	50 x 150	Delší termín	1 240 Kč
639 005 001 400	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	400	14/23	70 x 210	Delší termín	1 180 Kč
639 005 001 700	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	700	29/32	70 x 210	Delší termín	1 960 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Baňka dle Schlenka válcová, s postranním kohoutem s teflonovým kladívkem:**

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	NZ	d x h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
639 006 001 010	Válcová s postranním kohoutem s teflonovým kladívkem	10	14/23	18 x 50	Delší termín	1 160 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Typ</b>	<b>Objem [ml]</b>	<b>NZ</b>	<b>d x h [mm]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
639 006 001 050	Válcová s postranním kohoutem s teflonovým kladívkem	50	14/23	30 x 150	Delší termín	1 750 Kč
639 006 001 100	Válcová s postranním kohoutem s teflonovým kladívkem	100	14/23	30 x 210	Delší termín	1 210 Kč
639 006 001 250	Válcová s postranním kohoutem s teflonovým kladívkem	250	14/23	50 x 150	Delší termín	2 110 Kč
639 006 001 500	Válcová s postranním kohoutem s teflonovým kladívkem	500	14/23	70 x 210	Delší termín	3 163 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*