

VERKON > Sklo a porcelán > Křemenné sklo > Baňky kuželové dle Erlenmeyera > Baňka křemenná kuželová dle Erlenmeyera, širokohrdlá

Baňka křemenná kuželová dle Erlenmeyera, širokohrdlá

Materiál: Křemenné sklo

- objem: 50, 100, 250 a 500 ml
- provedení bez zábrusu nebo s normalizovaným zábrusem NZ
- dle DIN 12387, ISO 24450



Baňka křemenná kuželová dle Erlenmeyera, širokohrdlá

Obj. číslo	Objem [ml]	Vnější průměr dna [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 958 220 015	50	51	85	Kontaktujte nás	
120 958 220 016	100	64	105	Kontaktujte nás	
120 958 220 017	250	85	140	Kontaktujte nás	
120 958 220 018	500	105	175	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka křemenná kuželová dle Erlenmeyera, širokohrdlá, s normalizovaným zábrusem

Obj. číslo	Objem [ml]	NZ	Vnější průměr dna [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 958 220 011	50	29/32	51	85	Kontaktujte nás	
120 958 220 012	100	29/32	64	105	Kontaktujte nás	
120 958 220 013	250	45/40	85	140	Kontaktujte nás	
120 958 220 014	500	45/40	105	175	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.