

Baňka kuželová dle Erlenmeyera kultivační, Duran

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN A 121 °C

- objem: 100, 200, 250, 300, 500, 1000 a 2000 ml
- rovné hrdlo pro kovové uzávěry o Ø 38 mm ([uzávěry](#) se objednávají samostatně)
- orientační stupnice
- bílá ploška na popis
- **informace k dodávce:** baňky jsou dodávány v balení po 10 ks; vybrané objemy lze objednat po 1 ks



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [bakteriologické uzávěry](#), [baňky na kultury](#) a [popisovače](#).

Doprodej: Kultivační baňky s možností objednání po 1 ks

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr baňky [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 505 560 100 1	100	64	114	6 ks	553 Kč 406 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kultivační baňky v balení po 10 ks

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr baňky [mm]	Výška [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
120 957 712 401	100	64	114	10	3-4 týdny	5 125 Kč
120 957 713 209	200	79	138	10	3-4 týdny	5 518 Kč
120 957 713 603	250	85	149	10	3-4 týdny	5 671 Kč
120 957 713 903	300	87	161	10	3-4 týdny	2 807 Kč
120 957 714 402	500	105	183	10	3-4 týdny	3 529 Kč
120 957 715 407	1000	131	229	10	3-4 týdny	7 361 Kč
120 957 716 309	2000	166	302	10	3-4 týdny	9 414 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.