

Baňka kuželová dle Erlenmeyera se šroubovým uzávěrem, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- stupnice
- ploška na popis
- závit GL 25 nebo 32
- modrý uzávěr z PP (odolnost do +140 °C)
- vhodná k uchování vzorků
- dle normy ČSN 70 4030



Obj. číslo	Objem [ml]	GL [mm]	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 426 731 100	100	25	64	100	1-2 týdny	363 Kč
632 426 731 250	250	32	85	140	Skladem, do 1 týdne	313 Kč
632 426 731 500	500	32	105	175	1-2 týdny	342 Kč
632 426 731 940	1000	32	131	215	1-2 týdny	456 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.