

Baňka kuželová dle Erlenmeyera úzkohrdlá, silnostěnná, DURAN

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN A 121 °C Akce

Sleva platí do vyprodání skladových zásob

- objem: 25 - 5000 ml
- silnostěnná (vyšší odolnost proti nárazu)
- úzké hrdlo (snižuje nebezpečí kontaminace vzorku)
- vyhnutý zesílený okraj (vyšší odolnost proti rozbití)
- bílá graduace
- bílá ploška na popis
- vhodná pro tepelné operace
- Retrace code (identifikace šarže)



| Obj. číslo | Objem [ml] | Průměr [mm] | Výška [mm] | Průměr hrdla [mm] | Síla stěny [mm] | Min. odběr | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|------------------------------------|
| 637 212 171 408 | 25 | 42 | 75 | 22 | 1,8 | 10 ks | 4-6 týdnů | 292 Kč |
| 637 212 171 708 | 50 | 51 | 90 | 22 | 1,8 | 10 ks | 2-3 týdny | 296 Kč |
| 637 212 172 404 | 100 | 64 | 105 | 22 | 1,8 | 1 ks | 4 ks | 272 Kč 226 Kč |
| 637 212 173 606 | 250 | 85 | 145 | 34 | 2 | 1 ks | 2 ks | 237 Kč 198 Kč |
| 637 212 174 405 | 500 | 105 | 180 | 34 | 2 | 10 ks | 2-3 týdny | 283 Kč |
| 637 212 175 401 | 1000 | 131 | 220 | 42 | 2,3 | 10 ks | 2-3 týdny | 446 Kč |
| 637 212 176 303 | 2000 | 166 | 280 | 50 | 2,5 | 1 ks | 2-3 týdny | 832 Kč |
| 637 212 177 308 | 5000 | 220 | 365 | 52 | 3,5 | 1 ks | 4-6 týdnů | 3 960 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.