

Baňka kuželová dle Erlenmeyera úzkohrdlá, silnostěnná, DURAN, Objem [ml]: 250

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN

A 121 °C

- objem: 25 - 5000 ml
- silnostěnná (vyšší odolnost proti nárazu)
- úzké hrdlo (snižuje nebezpečí kontaminace vzorku)
- vyhnutý zesílený okraj (vyšší odolnost proti rozbití)
- bílá graduace
- bílá ploška na popis
- vhodná pro tepelné operace
- Retrace code (identifikace šarže)



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Průměr hrdla [mm]	Síla stěny [mm]	Dostupnost	Cena / ks
637 212 171 408	25	42	75	22	1,8	4-6 týdnů	286 Kč
637 212 171 708	50	51	90	22	1,8	2-3 týdny	290 Kč
637 212 172 404	100	64	105	22	1,8	9 ks	266 Kč 226 Kč
637 212 173 606	250	85	145	34	2	3 ks	233 Kč 198 Kč
637 212 174 405	500	105	180	34	2	2-3 týdny	277 Kč
637 212 175 401	1000	131	220	42	2,3	2-3 týdny	437 Kč
637 212 176 303	2000	166	280	50	2,5	2-3 týdny	815 Kč
637 212 177 308	5000	220	365	52	3,5	4-6 týdnů	3 882 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.