

Baňka kuželová dle Erlenmeyera úzkohrdlá, SIMAX, Objem [ml]: 5000

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- vyhnutý okraj
- stupnice
- ploška na popis
- rovnoměrná síla stěn – vhodná pro tepelné operace
- dle normy ČSN 70 4039 (kromě objemu 200 a 300 ml)



Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 119 025	24/25	25	42	22	75	1-2 týdny	172 Kč
632 417 119 050	24/50	50	51	22	90	Skladem	164 Kč
632 417 119 100	24/100	100	64	28	105	Skladem	200 Kč
632 417 119 200	24/200	200	79	34	135	Skladem	57 Kč
632 417 119 250	24/250	250	85	34	145	Skladem	57 Kč
632 417 119 300	24/300	300	87	34	160	1-2 týdny	77 Kč
632 417 119 500	24/500	500	105	34	180	Skladem	79 Kč
632 417 119 940	24/1000	1000	131	42	220	Skladem	133 Kč
632 411 119 950	24/2000	2000	166	50	280	Skladem	352 Kč
632 411 119 952	24/3000	3000	187	50	310	Skladem	727 Kč
632 411 119 956	24/5000	5000	220	50	365	Skladem	1 134 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.