

Baňka mineralizační podle Kjeldahla, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- dlouhé úzké hrdlo (omezuje vzkypění obsahu)
- ploška na popis
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- vhodná pro stanovení dusíku v organických látkách
- dle normy ČSN 70 4030



Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 210 050	51/50	50	49	22	200	1-2 týdny	188 Kč
632 411 210 100	51/100	100	60	34	200	1-2 týdny	217 Kč
632 411 210 250	51/250	250	81	34	270	1-2 týdny	248 Kč
632 411 210 500	51/500	500	101	34	300	1-2 týdny	279 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.