

Baňka na stanovení jodového čísla, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- ploška na popis
- normalizovaný zábrus NZ
- skleněná zátka



Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d [mm]	h [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 426 210 050	8481/50	50	51	85	19/26	1-2 týdny	464 Kč
632 426 210 100	8481/100	100	64	105	19/26	1-2 týdny	555 Kč
632 426 210 250	8481/250	250	85	135	29/32	1-2 týdny	622 Kč
632 426 210 500	8481/500	500	105	170	29/32	1-2 týdny	552 Kč
632 426 210 940	8481/1000	1000	131	215	29/32	1-2 týdny	839 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.