

Baňka odměrná cukrovarnická se dvěma značkami, SIMAX

A 121 °C

- objem: 100/110 nebo 200/220 ml
- dlouhé úzké hrdlo se dvěma ryskami
- bílá graduace



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Průměr hrdla [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 431 510 030	100/110	58	22	180	1-2 týdny	369 Kč
632 431 510 037	200/220	73	24	200	6-8 týdnů	552 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.