

Baňka odměrná PP, s NZ a PE zátkou, Provedení: Čirá, Objem [ml]: 50, NZ: 12/21

Materiál: PP

- objem: 25, 50, 100, 250, 500 a 1000 ml
- třída přesnosti B, kalibrováno při 20 °C
- materiál: čirý PP s velmi dobrou průhledností
- modrý potisk
- ryska
- hrdlo ukončené normalizovaným zábrusem
- PE zátky
- dle DIN EN ISO 1042



i Pro zachování přesnosti baňky nepoužívejte se vzorky o teplotě vyšší než 60 °C a dlouhodobě neskladujte na přímém slunci.

Obj. číslo	Popis	Provedení	Objem [ml]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
130 061 403 025	Odměrná baňka z PP	Čirá	25	10/19	4-6 týdnů	132 Kč
130 061 403 050	Odměrná baňka z PP	Čirá	50	12/21	Skladem	153 Kč
130 061 403 100	Odměrná baňka z PP	Čirá	100	14/23	4-6 týdnů	170 Kč
130 061 403 250	Odměrná baňka z PP	Čirá	250	14/23	Skladem	211 Kč
130 061 403 500	Odměrná baňka z PP	Čirá	500	19/26	4-6 týdnů	250 Kč
130 061 403 901	Odměrná baňka z PP	Čirá	1000	24/29	4-6 týdnů	319 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

starší nabídka KTLL/Merci

Obj. číslo	Objem [ml]	Tolerance [±ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 484	25	0,5	36	121	12/21	2-3 týdny	136 Kč
331 850 191 485	50	1	46	143	14/23	1-2 týdny	146 Kč
331 850 191 486	100	1	58	174	14/23	3-4 týdny	176 Kč
331 850 191 487	250	2	82	225	19/26	1-2 týdny	194 Kč
331 850 191 488	500	5	100	265	19/26	1-2 týdny	222 Kč
331 850 191 489	1000	10	120	325	19/26	3-4 týdny	279 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.