

Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, USP

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C Doprodej Výrobci a značky: Witeg

Sleva platí do vyprodání skladových zásob

- objem: 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- dlouhé úzké hrdlo s ryskou a normalizovaným zábrusem NZ
- hnědá graduace
- včetně PE zátky
- splňuje standardy USP
- značka DE-M (německá kalibrace), certifikát výrobní dávky v NJ nebo AJ (na vyžádání)
- dle DIN EN ISO 1042



Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	NZ	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
120 504 015 317	5	±0,02	10/19	10 ks	2-3 týdny	315 Kč
120 504 012 317	10	±0,02	10/19	10 ks	4-6 týdnů	315 Kč
120 504 002 317	20	±0,03	10/19	10 ks	2-3 týdny	315 Kč
120 504 003 317	25	±0,03	10/19	10 ks	2-3 týdny	315 Kč
120 504 005 317	50	±0,05	12/21	10 ks	4-6 týdnů	343 Kč
120 504 010 317	100	±0,08	12/21	1 ks	8 ks	351 Kč
120 504 025 317	250	±0,12	14/23	10 ks	2-3 týdny	573 Kč
120 504 050 317	500	±0,20	19/26	10 ks	2-3 týdny	793 Kč
120 504 100 317	1000	±0,30	24/29	10 ks	2-3 týdny	1 226 Kč
120 504 200 317	2000	±0,50	29/32	1 ks	8 ks	1 790 Kč 1 369 Kč

Sleva platí do vyprodání skladových zásob

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.