

Baňka sulfonační se třemi postranními tubusy, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 500, 1500, 2500 nebo 6000 ml
- centrální tubus s NZ_1 a 3 postranní tubusy (NZ_2 , NZ_3 a NZ_4)⁽¹⁾
- stejnoměrná tloušťka stěn - vhodná pro tepelné operace
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- možnost napojení dalších částí aparatury (chladiče, kolony, kolena, nástavce, teploměry atd.) přes NZ



Náš TIP: K této baňce zákazníci kupují [tuky na zábrusy](#), [návrky na zábrusy](#), [plastové](#) nebo [nerezové](#) svorky pro fixaci zábrusů.

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	NZ_1	NZ_2	NZ_3	NZ_4	Dostupnost	Cena / ks
632 426 707 500	8022	500	45/40	14/23	14/23	14/23	1-2 týdny	1 207 Kč
632 426 707 945	8022	1500	71/51	29/32	29/32	14/23	1-2 týdny	1 868 Kč
632 426 707 951	8022	2500	71/51	29/32	29/32	14/23	1-2 týdny	2 129 Kč
632 426 707 958	8022	6000	71/51	29/32	29/32	14/23	1-2 týdny	3 318 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.