

BODOTÁVKY KOFLER

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Bodotávky > Bodotávky Kofler

Bodotávek KOFLER

Bodotávek Kofler umožňuje rychlou identifikaci organických látek určením bodu tání. Dosažená přesnost umožňuje také stanovení dalších charakteristik testovaných látek, např. eutektické teploty, body měknutí, teplotu ztráty krystalové vody nebo teplotu rozkladu.



Základní charakteristika bodotávku Kofler:

- rychlá identifikace organických látek
- jednoduché použití (testovaný vzorek se vkládá přímo na topnou plochu přístroje)
- teplotní rozsah: 50 – 260 °C
- lineární nastavení teplotní stupnice s posuvným ukazatelem (umožňuje odečet teploty v libovolném bodě)
- materiál topné plochy: nerezová ocel
- rozměry (š x h x v): 430 x 100 x 140 mm
- napájení: 230 V, 50 Hz
- příkon: 100 W
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 8 standardů bodu tání (Chempur)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 290 050 400	Bodotávek Kofler	4-6 týdnů	52 325 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.