

Box chladicí Labsolute, 0 °C, PC

Materiál: PC

Stolní chladicí boxy slouží pro ochranu citlivých vzorků v 15ml centrifugačních zkumavkách běžně skladovaných v chladničkách. V případě přepravy nebo práce se vzorky udrží stálou teplotu 0 °C po dobu 2 hodin.



- typ: pro 15ml centrifugační zkumavky
- kapacita: 12 míst
- materiál: PC, výplň z netoxického gelu
- barva: červená
- držadlo pro snadné přenášení
- **informace k dodávce:** box se dodává prázdný, tj. bez zkumavek (obrázek je pouze ilustrační)

i Před použitím je nutné zchlazení boxu při teplotě mezi -10 až -5 °C po dobu alespoň 24 hodin.

Obj. číslo	Popis	Typ	Počet míst	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 220	Chladicí box	Pro 15ml centrifugační zkumavky	12	3-4 týdny	1 994 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.