

Box chladicí Labsolute, -20 °C, PC

Materiál: PC

Stolní chladicí boxy slouží pro ochranu citlivých vzorků v mikrozkuvkách nebo kryozkuvkách běžně skladovaných v mrazničkách či mrazicích boxech. V případě přepravy nebo práce se vzorky udrží stálou teplotu -20 °C minimálně 1 hodinu.

- 3 typy s různou kapacitou
- materiál: PC, výplň z netoxického gelu
- barva: žlutá
- označení pozic (pro snadnou identifikaci vzorku)
- držadlo pro snadné přenášení



i Před použitím je nutné předchlazení boxu při teplotě mezi -25 až -20 °C po dobu alespoň 24 hodin.

Obj. číslo	Popis	Typ	Počet míst	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 221	Chladicí box	Pro mikrozkuvkavy a kryozkuvkavy o objemu 0,5 a 1,5 ml	12	3-4 týdny	1 347 Kč
130 647 696 222	Chladicí box	Pro mikrozkuvkavy a kryozkuvkavy o objemu 0,5, 1,5 a 2,0 ml	20	3-4 týdny	2 176 Kč
130 647 696 219	Chladicí box	Pro mikrozkuvkavy o objemu 5 ml	12	3-4 týdny	1 727 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.