

## Box chladicí Labtop, 0 °C

Stolní chladicí boxy Labtop slouží pro ochranu citlivých vzorků běžně skladovaných v chladničkách. V případě výpadku proudu, přepravy nebo práce se vzorky udrží stálou teplotu po dobu několika hodin.



- udržení teploty pod 1 °C až po dobu 5 hodin
- určeno pro mikrozkušavky do objemu 2,0 ml nebo pro zkumavky o průměru 12 - 13 mm nebo 16 - 17 mm
- označení pozic (pro snadnou identifikaci vzorku)
- konstrukce boxu: spodní zelená část z polykarbonátu naplněna netoxickým gelem; víko buď bílé naplněné gelem nebo čiré bez gelové náplně; držadlo pro snadné přenášení
- stohovatelné
- **informace k dodávce:** součástí dodávky boxu pro mikrozkušavky jsou vložky umožňující uložení zkumavek o objemu 0,2 a 0,5 ml

Technické údaje					
Obj. číslo	Určen pro zkumavky	Počet míst	Udržení teploty <1 °C	Víko	Rozměry (š x d x v)
331 451 160 032	0,2 - 2 ml	4 x 8	do 5 hodin	bílé, plněné gelem	243 x 157 x 146 mm
331 451 161 300	o průměru 12 - 13 mm	3 x 4	do 5 hodin	čiré, bez gelové náplně	197 x 140 x 190 mm
331 451 161 600	o průměru 16 - 17 mm	3 x 4	do 5 hodin	čiré, bez gelové náplně	197 x 140 x 190 mm

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Typ víka	Dostupnost	Cena / ks
331 451 160 032	Pro mikrozkušavky 0,2 - 2 ml	4 x 8	Bílé, plněné gelem	3-4 týdny	10 775 Kč
331 451 161 300	Pro zkumavky o průměru 12 - 13 mm	3 x 4	Čiré, bez gelové náplně	3-4 týdny	11 825 Kč
331 451 161 600	Pro zkumavky o průměru 16 - 17 mm	3 x 4	Čiré, bez gelové náplně	3-4 týdny	11 825 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.